

# Dispensadores MIXPAC™



Dispensadores que facilitam a aplicação de materiais odontológicos, mesmo aqueles de alta viscosidade, sendo necessária menor força para extrusão. O design ergonômico dos dispensadores MIXPAC permite manuseio confortável e sem fadiga para aplicações intraorais precisas.



## DISPENSADOR 5 ml

Proporção 1:1

- Aplicação fácil e confortável de materiais de 2 componentes de alta viscosidade (ex. cimentos resinosos e para núcleo de preenchimento)
- Montagem simples e intuitiva
- Menor força necessária para extrusão quando comparado com sistemas padrão de êmbolos e cartuchos
- Design ideal de empunhadura para mãos delicadas
- Conexão confiável e interação precisa com todos os sistemas de aplicação MIXPAC de 5 ml
- Autoclavável



## DISPENSADOR 50 ml

Proporções 1:1/2:1 e 4:1/10:1

- Design elegante e inovador
- Manuseio intuitivo e auto explicativo
- Excelente ergonomia
- Conexão confiável e perfeita interação com todos os sistemas de aplicação MIXPAC de 50 ml (ex. materiais de moldagem, resinas bisacrílicas e materiais para registro de mordida)
- Uso livre de fadiga com precisão na execução, mesmo com materiais de alta viscosidade
- Autoclavável

Fabricante: medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Switzerland  
Telefone: (11) 3379-5719 | [www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss)  
Registro ANVISA: 81966280003

Aviso Legal: Este material é uma apresentação geral. As informações contidas nesse material são precisas e confiáveis, mas não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Não assumimos responsabilidade ou indenização pelos efeitos resultantes de sua aplicação. Entre em contato conosco para informações mais detalhadas sobre nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. MIXPAC é marca registrada da medmix Switzerland AG. medmix é uma marca registrada da medmix AG. © medmix Switzerland AG 2022



 medmix

DENTAL