


MIXPAC™ T-Mixer™ Colibri™



PARA CIMENTAÇÃO DE PINOS INTRARRADICULARES E CONFECÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO



- Cântula integrada rotacionável 360°
- Cântula dobrável com diâmetro interno constante
- Fluxo constante de material, mesmo quando a cântula é curvada
- Elimina a necessidade de pontas acessórias adicionais
- Acesso ergonômico a áreas de difícil acesso
- Disponível em três diâmetros: 0.9 mm, 1.1 mm e 1.4 mm



Fotos cortesia Prof. Raphael Monte Alto



Dra. Maria Paula Borghi
@dicasparadentistas

"As pontas misturadoras T-Mixer Colibri vieram para solucionar dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia clínico. O acesso aos condutos radiculares exige uma ponta misturadora que possa ser curvada ou mesmo rotacionada sem alteração do diâmetro interno mantendo o fluxo de material livre de impedimento para que tenhamos um procedimento corretamente executado. Além disso, as pontas misturadoras Colibri apresentam a tecnologia T-Mixer que proporciona uma grande economia de material e suas três opções de diâmetro da cântula metálica proporcionam acesso seguro e prático a todas as situações. Viva a Colibri!"



Prof. Dr. Rodrigo Fonseca
@professorrodrigo5w

"Em testes que fiz no Laboratório de Biomecânica da UFG, as pontas misturadoras Colibri com o sistema T-Mixer contribuíram para economia de material em torno de 34%, além de injetarem o material com alta qualidade de mistura e possuem cântula metálica dobrável e rotacionável, facilitando o acesso intraoral até nas regiões mais difíceis. É um grande avanço para nós, os clínicos, que pretendemos obter o máximo de qualidade em nossas cimentações."

Fabricante: medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Switzerland
Telefone: (11) 3379-5719 | www.medmix.swiss | Registro ANVISA: 81966280004



Aviso Legal: Este material é uma apresentação geral. As informações contidas nesse material são precisas e confiáveis, mas não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Não assumimos responsabilidade ou indenização pelos efeitos resultantes de sua aplicação. Entre em contato conosco para informações mais detalhadas sobre nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. MIXPAC, T-Mixer e Colibri são marcas registradas da medmix Switzerland AG. medmix é uma marca registrada da medmix AG. © medmix Switzerland AG 2022

 **medmix**

DENTAL