




MIXPAC™

# T-Mixer™ Colibri™ Plus Breakable



**Cannula ruotabile a 360°**  
per applicazioni precise e personalizzate

**Design liscio e arrotondato**  
riduce al minimo il trauma ai tessuti molli

**Cannula integrata pieghevole**  
consente un'erogazione flessibile ed estremamente anche in aree difficilmente raggiungibili

**Zona di rottura integrata**  
facilita l'applicazione rapida e semplice di grandi quantità di materiale

**Tecnologia T-Mixer**  
fino al 40% in meno di scarti di materiale

**Stampigliatura MIXPAC**  
i puntali per miscelazione MIXPAC originali riportano il marchio MIXPAC stampigliato sul bordo superiore

## Vantaggi del prodotto

Cannula integrata in acciaio inossidabile, liscia e arrotondata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pieghevole e ruotabile a 360°: facile accesso alle aree più difficili da raggiungere.</li><li>• Flusso costante di materiale, anche quando la cannula è piegata.</li><li>• Non è necessario un ulteriore puntale intraorale.</li><li>• Minimo rischio di traumi ai tessuti molli grazie alla cannula liscia e arrotondata.</li></ul>
Zona di rottura predefinita	<ul style="list-style-type: none"><li>• La parte anteriore del puntale di miscelazione si rimuove in modo facile e veloce.</li><li>• Applicazione di grandi quantità di materiale.</li></ul>
Tecnologia T-Mixer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fino al 40% in meno di scarti di materiale.</li><li>• Risultati di miscelazione omogenea.</li></ul>
Soluzione all-in-one	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impronta del canale radicolare.</li><li>• Impronta di preparazioni.</li><li>• Cementazione del perno radicolare.</li><li>• Ricostruzioni di monconi.</li></ul>



# SOLUZIONE ALL-IN-ONE



Rapporto	Descrizione	Confezione MOQ	Cannula		Gauge	Elementi	Ø elemento (mm)	Lung- hezza (mm)*	Vol. scarti (mL)	N. ordine	Articolo
			Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)							
1:1, 2:1	Menta, elementi naturali	250	1.1	0.8	19	12	4.2	63.8+15	0.62	165788	MBT 4.2-12-N11B

\* lunghezza puntale di miscelazione + lunghezza cannula

## Il tuo valore aggiunto

Offri ai tuoi clienti un sistema completo con la tecnologia più avanzata

- Soddisfa le esigenze di semplificazione dell'utente.
- Soluzione all-in-one.
- Riduzione delle giacenze.
- Sii pioniere di una soluzione di miscelazione innovativa.
- Maggiore notorietà del marchio del prodotto grazie alla differenziazione con un nuovo puntale di miscelazione.

Un partner di cui fidarsi

- Imballaggio personalizzato su richiesta.
- Supporto al marketing e alla comunicazione con gli utenti finali.

## Cosa dicono i dentisti!



**Dott. Eric Van Dooren**  
Anversa, Belgio

"La possibilità di utilizzare praticamente lo stesso puntale di miscelazione per la maggior parte delle situazioni cliniche è un must assoluto per ridurre al minimo i requisiti di giacenze e di stoccaggio nel mio studio dentistico. È più facile utilizzare un sistema di miscelazione all-in-one senza la necessità di collegare un puntale intraorale per ottenere i vantaggi principali di un'applicazione accurata, mentre la parte anteriore del puntale di miscelazione può essere rimossa rapidamente e facilmente, consentendo un'erogazione/applicazione molto rapida."



**Prof. Dott. Carlos Eduardo Francci**  
Sao Paulo, Brazil

"Il T-Mixer Colibri Plus Breakable è stato progettato per migliorare l'attuale tecnologia innovativa del puntale di miscelazione per un'erogazione più facile e veloce del materiale con i vantaggi integrati della tecnologia T-Mixer."

medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Svizzera  
P +41 81 414 70 00 | www.medmix.swiss



Note legali: Questo opuscolo è una presentazione generale. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono ritenute accurate e affidabili, ma non devono essere interpretate come garanzia di prestazioni. Rinunciamo a qualsiasi responsabilità e indennizzo per gli effetti derivanti dalla sua applicazione. Per una descrizione delle garanzie offerte dai nostri prodotti, non esitare a contattarci. Le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza vengono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. MIXPAC, T-Mixer e Colibri sono marchi di fabbrica di medmix Switzerland AG. medmix è un marchio di fabbrica di medmix AG. © medmix Svizzera AG 2023



DENTAL