



# MIXPAC™



## T-Mixer™ Colibri™ Plus Breakable

### SOLUÇÃO ALL-IN-ONE

#### VANTAGENS FACILMENTE RECONHECIDAS

A MIXPACT-Mixer Colibri Plus Breakable simplifica a escolha da ponta misturadora a ser utilizada, uma vez que pode ser indicada para vários materiais e aplicações clínicas diversas, por exemplo moldagem de arcadas, de preparos cavitários e de canais radiculares. A cânula metálica de aço inoxidável, que pode ser rotacionada até 360° e curvada, possibilita uma aplicação clínica precisa e individualizada com baixo risco de injúria aos tecidos moles em razão do seu design delicado e arredondado. A porção anterior da ponta misturadora pode ser removida pelo acionamento da zona de ruptura, facilitando a aplicação de maiores quantidades de material.



T-Mixer Colibri Plus Breakable adaptada ao cartucho MIXPAC.



T-Mixer Colibri Plus Breakable curvada previamente à aplicação do material.



Aplicação precisa ao redor do preparo (ex.: sulco gengival e margem do preparo).



Remoção da porção anterior da ponta misturadora através do acionamento da zona de ruptura.



Aplicação de maiores porções de material no interior da boca ou da moldeira.

#### Vantagens:

- Fácil manuseio e melhor fluxo de trabalho proporcionado pela presença da cânula integrada e possibilidade de remoção da porção anterior da ponta misturadora, sem necessidade de utilização de outro acessório.
- Aplicação fácil, segura e precisa devido a melhor ergonomia.
- Fácil acesso a áreas de difícil visualização.
- Fluxo constante de material mesmo quando a cânula é curvada.
- Redução do espaço necessário para armazenagem de acessórios na clínica odontológica.
- Fácil seleção da ponta misturadora.

Fabricante: medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Switzerland  
Telefone: (11) 3379-5719 | [www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss) | Registro ANVISA: 81966280006



# O MÁXIMO DA SOFISTICAÇÃO



## Rotacionável 360°

Cânula de aço inoxidável integrada rotacionável 360°

## Cânula de design delicado e extremidade arredondada

## Cânula metálica integrada passível de curvatura

Permite aplicação altamente precisa, mesmo em regiões de difícil visualização

## Zona de ruptura integrada

Para fácil e rápida aplicação

## Tecnologia T-Mixer™


Economia de até 40% de material

## Selo MIXPAC™

Pontas misturadoras originais apresentam a marca MIXPAC gravada em alto relevo no anel colorido

## T-Mixer Colibri™ Plus Breakable

Uma cor para várias indicações



## O que dizem os especialistas



**Dr. Eric Van Dooren**  
Antwerp, Bélgica

*"Ser capaz de utilizar quase sempre a mesma ponta misturadora para a maioria das situações clínicas é algo indispensável para reduzir o estoque e espaço de armazenamento no meu consultório. É mais fácil usar um sistema de mistura "all-in-one" sem ter que acoplar uma ponta acessória intraoral com o objetivo de alcançar a melhor precisão na aplicação, enquanto a parte anterior da ponta misturadora pode ser facilmente removida, permitindo rápida aplicação."*



**Prof. Dr. Carlos Eduardo Francci (USP)**  
São Paulo - Brasil

*"A T-Mixer Colibri Plus Breakable foi projetada para melhorar a tecnologia das pontas misturadoras já existentes para uma aplicação mais fácil e rápida do material associada às vantagens da tecnologia T-Mixer."*

Fabricante: medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Switzerland  
Telefone: (11) 3379-5719 | [www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss) | Registro ANVISA: 81966280006



Aviso Legal: Este material é uma apresentação geral. As informações contidas nesse material são precisas e confiáveis, mas não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Não assumimos responsabilidade ou indenização pelos efeitos resultantes de sua aplicação. Entre em contato conosco para informações mais detalhadas sobre nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. MIXPAC, T-Mixer e Colibri são marcas registradas da medmix Switzerland AG medmix é uma marca registrada da medmix AG. © medmix Switzerland AG 2022

medmix

DENTAL