

**PRESEMITTEILUNG**

19. September 2023

Flexibel, sparsam, sicher: Mikroapplikator ZEROFLOX™ von medmix überzeugt ohne Beflockung

Seite 1 von 2

medmix AG  
Neuhofstrasse 20  
CH-6340 Baar  
[communications@medmix.com](mailto:communications@medmix.com)

[www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss)

**PRESEMITTEILUNG**

19. September 2023

**Hygienisch, effizient, universell: Der ZerofloX™ made in Switzerland überzeugt ohne Beflockung**

**Mit ZerofloX bringt medmix einen neuen Mikroapplikator auf den Markt, der sich dank seiner innovativen Gestaltung optimal für den Einsatz im zahnärztlichen Praxisalltag eignet: Der komplette Applikator wird in einem Stück gefertigt, der biegbare Kopf ist mit weichen Elastomerborsten versehen.**

Ein Ablösen von adhäsiv fixierten Flockfasern und eine daraus resultierende Kontamination der Oberflächen, wie sie bei herkömmlichen Mikroapplikatoren auftreten kann, ist somit ausgeschlossen. Dies ermöglicht hygienisch reine, sowie ästhetisch hochwertige Ergebnisse. Das durchdachte Design mit flexiblem Kopf und zwei Biegestellen vereinfacht den Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen.

**Effizienzverbesserung**

Die elastischen und dennoch formstabilen Kunststoffborsten des ZerofloX sind nicht absorbierend – der Mikroapplikator nimmt daher unterschiedlichste Dentalmaterialien in exakt der gewünschten Menge gleichmäßig auf. Die hochwertigen Materialien können im Anschluss präzise und ohne Verlust auf den Arbeitsbereich aufgetragen werden. Dank seiner praktischen Universalgröße ist der ZerofloX für eine Vielzahl von zahnmedizinischen Anwendungen geeignet und führt somit zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz im Praxisalltag.

**Optimierungspotenzial**

Der Markt für Mikroapplikatoren im Dentalbereich ist mit weltweit rund 830 Millionen Applikatoren pro Jahr beeindruckend groß. Dennoch bringt dieses Segment nur wenige Innovationen hervor. Deshalb setzt das Schweizer Unternehmen medmix sein operatives Know-how und seine Innovationsstrategie bestmöglich ein, um die in dieser zentralen Produktkategorie dringend nötige Optimierung voranzutreiben.

**PRESEMITTEILUNG**

19. September 2023

Flexibel, sparsam, sicher: Mikroapplikator ZEROFLOX™ von medmix überzeugt ohne Beflockung

Seite 2 von 2

**Innovationsführerschaft**

medmix ist ein Weltmarktführer für hochpräzise Applikationsgeräte; der Geschäftsbereich Dental ist auf Präzisionsgeräte zum Mischen, Dosieren und Applizieren von Flüssigkeiten spezialisiert.

ZerofloX ist eines von vielen innovativen Produkten des Unternehmens, die den Menschen zu einem gesünderen und selbstbewussteren Leben verhelfen. „ZerofloX hebt die Qualität im Segment der Mikroapplikatoren auf eine neue Stufe,“ freut sich Stefan Koch, Produktmanager bei medmix: „Mit ZerofloX wird den Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Herstellern von Dentalmaterialien ein Produkt an die Hand gegeben, das optimal für die Verwendung mit modernen Materialien geeignet ist.“

Weitere Informationen und Produktmuster erhalten Sie bei medmix.

-Ende-

**Über medmix**

medmix ist ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsausrüstungen. Wir sind Marktführer in den Endmärkten Healthcare, Consumer und Industrie. Unsere Kundschaft profitiert von unserem Innovationsgeist und Fortschrittsbestreben, das sich in über 900 aktiven Patenten niederschlägt. Unsere weltweit 14 Produktionsstandorte und unsere 2.100 hochmotivierten, erfahrenen Mitarbeitenden bieten unserer Kundschaft kompromisslose Qualität, Erreichbarkeit und Flexibilität. medmix hat seinen Hauptsitz in Baar in der Schweiz. Unsere Aktien werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (SIX: MEDX). [www.medmix.swiss](http://www.medmix.swiss)

**Kontakt:**

Media Relations: Peter Trampert, Senior Communications Manager  
[communications@medmix.com](mailto:communications@medmix.com)

Investor Relations: Sheel Gill, Head of Investor Relations  
[investorrelations@medmix.com](mailto:investorrelations@medmix.com)

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, u. a. Prognosen über finanzielle Entwicklungen, Marktaktivitäten, zukünftige Leistungen von Produkten und Lösungen, die Risiken und Ungewissheiten enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich aufgrund bekannter oder unbekannter Risiken und verschiedener anderer Faktoren ändern, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den hier getroffenen Aussagen abweichen.